

100mm□電極用セル



このセルは、大きな電極で電気化学測定を行う為のセルです。

電極面積が大きいため、電解液等が分解する場合は、発生量が多くなり、その成分分析等が、行いやすくなります。

また、最大 5kgf/cm^2 (可変) の荷重で電極を押さえる事が出来ますので、電極の密着度による特性の変化を測定できます。

参照極の取り付けも行えます。

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp